


Direct LANSET

KULLANIM TALİMATI

1. 1 adet steril lanseti delme kalemi içine yerleştirin.



2. Parmağınızı delmek için, kalemi parmağınızı üzerine bastırın ve delme düğmesine basın.



3. Delme işleminiz bittikten sonra, kullanılmış lanseti yerinden çıkarın ve uygun bir şekilde imha edin.



**Promisemed**®

PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO. LTD.
No. 12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District Hangzhou City
311121 Zhejiang - CHINA

İthalatçı Firma:

Devamed İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Atışalanı Cd. No:154-B
Esenler- İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 628 0091
Web: www.devamed.com